



**GB Instruction Manual**

**Item no. LH-885B**

**Relax Wrap**

**Please read before using!**

**D Gebrauchsanweisung**

**Item no. LH-885B**

**Entspannungskissen**

**Vor Gebrauch des Gerätes bitte genau durchlesen!**

# English

## Introduction




Thank you for choosing the Relax Wrap. The Relax Wrap is a product of high standard that will last a long time if properly used and handled. There are four heat settings level, the Relax Wrap has a safety switch that will switch off automatically after 120 minutes.

The heat is regulated to ensure a permanent even heat distribution. If in use you will not experience the changes between on and off, or heating up and cooling down. A sensor cable provides for double protection against overheating.

The product is tested according to European standard and therefore technically safe. Please read the safety advice in your user manual.

## Relax Wrap Components

1. Relax Wrap
2. High Heat with red LED indicator
3. Medium Heat with orange LED indicator
4. Low Heat with yellow LED indicator
5. Warm Heat with green LED indicator
6. ON/OFF button
7. Connection clutch
8. Controller



- 7-1. Controller's Connector  
7-2. Wrap's Connector  
7-3. Locking Clips

**The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children being supervised not to play with the appliance.**

## **HOW TO USE**

Relax Wrap is specifically designed to fit the neck and shoulder area, where users experience the most physical signs of tension and stress. Drape Relax Wrap comfortably on your shoulders making sure that the neck flap is properly in place. Weighted edges and inter-grated magnets help to secure Relax Wrap in place. Note: This Relax Wrap utilizes magnets to fasten at the neck area. Remove necklaces and other metal accessories that could become attached to these magnets.

Make sure Connection Clutch (7) is securely connected.

The Relax Wrap is used for well-being and not for any medical purposes. Heat influences the blood flow and relaxes the muscles. The Wrap itself can be removed for washing.

### **Turn on heat**

Put plug into 220V AC electrical outlet. The Relax Wrap is ready for use. Select from 4 heat settings by pressing ON/OFF button successively to achieve desired heat level. To turn off, you must scroll through the remaining heat settings by pressing the ON/OFF button sequentially. The 4 heat settings with different LED indicators:

- The green LED indicated for Warm level.
- The yellow LED indicated for Lower level.
- The orange LED indicated for Medium level.
- The red LED indicated for High level.

Note: If the heat level indicators do not light up or stay on, the plug or control connector may not be firmly and completely connected. Unplug from wall outlet, check the Wrap connection again and re-plug into outlet.

### **Automatic switch off**

120 minutes after switching on, the Relax Wrap will switch off automatically. If the Relax Wrap should stay in use, you have to press ON/OFF button again.

**Attention:** Extended use may lead to burned skin.

## Using Moist Heat with Relax Wrap:


In some cases, you may find that moist heat provides more comfort and tension relief. When using moist heat, you should protect furniture and clothing from becoming damp.

1. Dampen one side of the Relax Wrap with water by patting the surface with a wet sponge or cloth or use a spray bottle to apply a fine mist. Do not thoroughly soak Wrap.
2. Do not spray or dampen the connector as per drawing 2.

**DANGER:** Do not immerse Wrap or connector in water or place under running water.


Failure to comply may result in product failure and/or personal injury.

Note: The electrical connector must be thoroughly dry before establishing electrical connection.



## Maintenance and Storage

The Relax Wrap can be washed in the washing machine after removing the Controller. Remove the mains cable at the connection clutch (7). You may return the Relax Wrap either to its shipping carton or store flat in a cool, dry place. Take care not to damage the surface of the Relax Wrap with sharp objects. The control unit must not be allowed to wash.



# Symbol explanation



Please, read the instructions



Do not use if folded or creased



Do not insert pins or needles

## Important Safety hints RETAIN MANUAL FOR FURTHER USE



- Read the user manual thoroughly
- Retain the manual for future use
- Do not prick in with needles or other sharp objects.
- Relax Wrap
  - only plug into adequate power point
  - do not use if wet or damp
  - do not use on heat insensitive persons, children or pets
  - do not use if bent or folded
  - do not use on helpless persons
  - do not fall asleep if Relax Wrap is switched on
  - do not fold Relax Wrap if still warm
- do not place heavy or edged objects on the Relax Wrap, which may damage or bend the electrical wires inside the Relax Wrap (eg. Suit cases )

- Keep plug and connecting cable dry at all times.
- The switch will get warm and therefore should not be covered, danger of overheating.
- Persons who only experience heat to a certain level should only use the Relax Wrap under supervision
- If the Relax Wrap or parts of it are damaged the Relax Wrap should not be used
- After use pull plug out off power point
- Do not place other heaters or heat producing objects onto the switched on cushion.
- Always supervise if used for children
- Avoid creasing the appliance
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused, return it to the supplier prior to any further use
- This appliance is not intended for medical use in hospitals
- If the supply cords damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use if wet.
- When storing the appliance, allow it to cool down before folding.
- Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
- When the heating cushion is likely to be used for an extended period, for instance by the user falling asleep, controls should be adjusted to a setting recommended for continuous use.
- The detachable control unit is only to be used with the types that are marked on the appliance.

## Delivery contents

- Relax Wrap
- User manual

## Technical data

Model:	LH-885B
Alternating current	220-240V~ 50Hz
Max. power	ca. 100W
Measurements	550*330mm



**For the sake of the environment**, we request that you take packaging material to be recycled (collection points).

### **Disposal of appliances and batteries**



After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies:

Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale . Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

### **Guarantee**

The guarantee period is 12 months from the date of purchase and covers all manufacturers' errors in material and quality. This guarantee only applies if the instructions for use have been followed and becomes ineffective if force has been applied to the appliance or it has been used in any but the correct and proper manner, or if it has been serviced by any unauthorised person.

## Deutsch

### **Achtung !**

Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen Personen benutzt werden.

Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Wenn das Gerät benutzt wird, müssen in der Nähe befindliche Kinder beaufsichtigt werden um zu vermeiden, dass diese das Gerät in ihr Spiel mit einbeziehen.

### **Einleitung**


Vielen Dank, dass Sie sich für das Entspannungskissen entschieden haben. Das Entspannungskissen ist ein hochwertiges Produkt, welches bei sachgemäßem Gebrauch eine hohe Lebensdauer hat. Es wird zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens genutzt und dient nicht zur medizinischen Behandlung. Die Wärme lässt sich in 4 Stufen regeln und hat einen Zeitschalter, der das Produkt nach 120 Minuten Betrieb automatisch abschaltet.


Die Wärmeregulierung ist so geschaltet, dass eine zeitlich gleichmäßige Wärmeleistung gesteuert wird. Bei der Nutzung wird deshalb der lästige Wechsel zwischen Ein- und Ausschalten, also Aufheizen und Abkühlen, nicht spürbar. Für doppelte Sicherheit gegen Überhitzung sorgt ein Sensorkabel.

Das Produkt ist nach den einschlägigen Europäischen Normen geprüft und ist somit technisch sicher. Die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind zu beachten

### **Komponenten des Wärmekissens**

1. Entspannungskissen
2. Rote LED-Anzeige für hohe Hitze
3. Orangene LED-Anzeige für mittlere Hitze
4. Gelbe LED-Anzeige für niedrige Hitze
5. Grüne LED-Anzeige für Wärme
6. Ein-/Ausschalter
7. Verbindungsstecker
8. Bedieneinheit





- 7-1. Anschluss der Bedieneinheit
- 7-2. Anschluss des Kissens
- 7-3. Verschlussklemmen

## Anwendung

Das Entspannungskissen dient der Steigerung des Wohlbefindens und ist nicht für den medizinischen Gebrauch gedacht. Wärme fördert die Durchblutung und entspannt die Muskeln.

Das Entspannungskissen ist speziell für den Nacken- und Schulterbereich entworfen, wo die meisten Anzeichen von Spannung und Stress auftreten. Legen Sie das Entspannungskissen auf Ihre Schultern und stellen Sie sicher, dass die Halskrempe ordentlich sitzt. Die beschwerten Kanten und die integrierten Magnete helfen bei der sicheren Platzierung des Entspannungskissens. Hinweis: Das Entspannungskissen verwendet Magnete für die Befestigung im Halsbereich. Entfernen Sie Ketten und andere metallene Gegenstände, die von diesen Magneten angezogen werden könnten.

Stellen Sie sicher, dass der Verbindungsstecker (7) sicher angeschlossen ist.

Stecken Sie den Stromstecker in eine Steckdose mit 220V AC. Das Entspannungskissen ist damit bereit für die Nutzung.

## Einstellen der Wärme

Wählen Sie zwischen vier Hitzeeinstellung, indem Sie den Ein-/Ausschalter mehrfach drücken, um den gewünschten Hitzegrad zu erreichen. Um das Gerät auszuschalten, müssen Sie durch die verbleibenden Hitzeeinstellungen drücken, indem Sie den Ein-/Ausschalter sequentiell nacheinander drücken. Die vier Hitzeeinstellungen mit ihren verschiedenen LED-Anzeigen zeigen folgendes:

- Die grüne LED-Anzeige zeigt einen warmen Zustand an.
- Die gelbe LED-Anzeige zeigt einen niedrigen Hitzezustand an.
- Die orangene LED-Anzeige zeigt einen mittleren Hitzezustand an.
- Die rote LED-Anzeige zeigt einen hohen Hitzezustand an.

**Hinweis:** Falls die Anzeigen für die Hitze nicht aufleuchten oder weiter leuchten ist es möglich, dass der Anschluss für die Bedieneinheit nicht fest oder richtig angeschlossen ist. Ziehen Sie dann den Stromstecker aus der

Steckdose und überprüfen Sie den Anschluss des Kissens erneut, bevor Sie Sie dann den Stromstecker wieder in die Steckdose stecken.

## Feuchte Wärme:

In einigen Fällen kann es sein, dass nasse Hitze höhere Behaglichkeit und Entspannung bereitet. Wenn Sie nasse Hitze verwenden, sollten Sie Möbel und Kleidung vor Feuchtigkeit schützen.

1. Befeuchten Sie eine Seite des Entspannungskissens mit Wasser, indem Sie die Oberfläche mit einem nassen Schwamm oder Tuch leicht betupfen. Sie können auch eine Sprayflasche verwenden, um einen dünnen Wasserfilm aufzutragen. Tränken Sie das Kissen nicht in Wasser.
2. Sprühen oder befeuchten Sie nicht den Anschluss, wie auf Abbildung 2 zu sehen.

**GEFAHR:** Tauchen Sie das Kissen oder den Anschluss nicht ins Wasser oder halten diese unter laufendes Wasser.

Sonst kann dies zu einer Fehlfunktion des Produkts sowie zu Verletzungen führen.

**Hinweis:** Der elektrische Anschluss muss vor dem Koppeln der elektrischen Verbindung trocken sein.



## Abschaltautomatik

120 Minuten nach dem Einschalten schaltet sich das Entspannungskissen automatisch ab. Möchten Sie das Entspannungskissen erneut nutzen, muss der Ein-/Ausschalter an der Bedieneinheit abgeschaltet werden. Anschließend ist das Entspannungskissen erneut für 120 Minuten Anwendung bereit.

**Achtung:** Eine zulange Anwendung kann im Extremfall zu Verbrennungen der Haut führen.

## Pflege und Aufbewahrung

Das Entspannungskissen kann in der Waschmaschine gewaschen werden, nachdem die Bedieneinheit entfernt und der Anschluss des Kissens vom Anschluss der Bedieneinheit getrennt worden ist. Sie können das Entspannungskissen entweder in seiner Verpackung aufbewahren oder es flach an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Seien Sie vorsichtig und beschädigen Sie die Oberfläche des Entspannungskissens nicht mit scharfen Gegenständen. Die Bedieneinheit darf nicht gewaschen werden!





# WICHTIGE HINWEISE: Diese Anleitung für den späteren Gebrauch aufbewahren



## Bildzeichenerklärung



1. Hinweise aufmerksam durchlesen



2. Nicht gefaltet oder zusammengeschoben gebrauchen



3. Keine Nadeln einstechen

- Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.
- Bedienungsanleitung für zukünftige Verwendung bitte aufheben.
- Keine Nadeln oder andere spitze Gegenstände in das Entspannungskissen stechen
- Entspannungskissen:
  - Nur an die angegebene Netzspannung anschließen.
  - Nicht in geknicktem, gefaltetem oder zusammengeschobenen Zustand benutzen.

- Nicht für wärmeempfindliche Personen, Kleinkinder, oder Tiere benutzen.
- Nicht für Personen benutzen, die sich nicht selbständig bewegen können.
- Nicht bei der Benutzung einschlafen.
- Nicht falten, wenn es noch warm ist.
- Keine schweren oder kantigen Gegenstände auf das Entspannungskissen legen, die das Stromkabel im Inneren beschädigen oder knicken können (z. Koffer o.ä.)
- Stromkabel und Bedieneinheit nicht mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Der Schiebeschalter wird warm und darf deshalb nicht abgedeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Personen, die Wärme nur bis zu einem bestimmten Grad empfinden, sollten das Entspannungskissen nur unter Aufsicht benutzen.
- Falls das Kissen oder Teile beschädigt sind, darf dieses nicht benutzt werden.
- Nach dem Gebrauch das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.
- Keine anderen Heizgeräte oder Wärme erzeugenden Gegenstände auf das Kissen legen, wenn dieses eingeschaltet ist.
- Benutzung durch Kinder nur unter Aufsicht.
- Das Entspannungskissen von Zeit zu Zeit auf Abnutzung oder Beschädigung prüfen und ggf. das Gerät vor weiterer Benutzung an den Lieferanten zur Reparatur einschicken
- Das Entspannungskissen ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern konzipiert.
- Wenn das Stromkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Lieferanten oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nicht im nassen oder feuchten Zustand benutzen.
- Wenn Sie das Gerät lagern, lassen Sie dieses vor dem Falten abkühlen.
- Zerknittern Sie das Kissen nicht, indem Sie Gegenstände während der Lagerung auf dem Gerät platzieren.
- Die abtrennbare Bedieneinheit sollte nur mit Gerätetypen verwendet werden, die auf dem Gerät angegeben sind.

## **Lieferumfang**

- Entspannungskissen
- Bedienungsanleitung

## Technische Daten

Modell: LH-885B  
Wechselstrom: 220V - 240~ 50Hz  
Gesamtleistung Gerät ca. 100W  
Maße: 550 x 330mm



**Der Umwelt zuliebe** Verpackungsmaterial der Wiederverwertung (Sammelstelle) zuführen.

## Entsorgung Altgeräte und Batterien



Seit der Umsetzung der EU Richtlinie 2002/96/EU in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

## Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 12 Monate ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler für Material und Qualität. Diese Gewährleistung ist nur gültig, wenn die Hinweise der Gebrauchsanweisung beachtet werden. Bei Schäden durch Gewaltausübung, Missbrauch und unsachgemäßer Anwendung oder Gebrauch von unberechtigten Personen erlischt die Gewährleistung.